



三、投标报价明细表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	固定单价	图片参考
1	【防滑地砖】	安享 养老	WZ10020001 规格： ①30*30/ ②30*60/ ③40*80/ 瓷砖铺贴。瓷砖规格根据现场实际情况，含清理平整、 垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。	浙江 嘉兴	6 天	按实	161.5	
2	【防滑地胶】	安享 养老	WZ10060002 宽度:100cm, 厚度: 5mm pvc 原材料健康环保, 不老化, 不硬化柔韧性强, 面 层网孔设计, 能有效排除积水。	浙江 嘉兴	6 天	按实	127.5	
3	【防滑垫】	安享 养老	WZ10010002, 材质 pvc 1、尺寸 400mm*600mm 2、带吸脚盘	浙江 嘉兴	6 天	按实	42.5	

			3、自由拼接 功能：拼接浴室垫机器织造 浴室、卫生间、淋浴房、浴缸等室内防滑垫隔水柱设计 直接用水冲洗 防滑止滑、按摩保健 可多次使用,不用时置于干燥通风处保存					
4	【防滑贴】	安享养老	YB-HSFH,材质磨砂 PET 强力粘胶 硅油纸,100MM*5M,尺寸可自由裁剪,主要用于局部防滑使用	浙江嘉兴	6 天	按实	17	
5	【橡胶坡道】	安享养老	WZ11010001,尺寸 100*20,天然橡胶材质,承重能力≥500kg; 可根据实际需求定制	浙江嘉兴	6 天	按实	255	
6	【下压式门把手】	大地迪高	JT-6072 可用单手手掌或手指轻松操作,增加摩擦力和稳定性,方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。拆除原有锁具,安装下压式门把手,面板把手材质铝合金,锁芯铝铜,适配门厚度:35mm-55mm。	江苏丹阳	6 天	按实	170	
7	【闪光振动门铃】	安享养老	Cmf1188, 1: 尺寸: 接收端:8.5*6.8*2,	浙江嘉兴	6 天	按实	85	

			2: 工作模式:1、闪光; 2、响铃, 震动 3、响铃加闪光同时工作 配置: 门铃接收端 1 个, 发射端 1 个 4: 功能: 38 首音乐供选择, 四档音量调节 (发射端请不要装在金属物体上, 金属物体对无线信号有屏蔽作用) ! 接收器使用 3 节七号电池, 可以随身携带 5 发射端: 6*4*1.3cm					
8	【呼叫门铃】	广州爱牵挂数字科技有限公司	M537+F51, 电源方式 50~60Hz 交流电 电源电压 100~240 (V) 铃声可呼叫及接收 适用范围 别墅、门店、家庭、写字楼、会议室等 类型呼叫门铃	 广东佛山	6 天	按实	76.5	

9	【可双向开启的门】	安享养老	根据实际尺寸定制，实木免漆双饰面，可内外双向开启	浙江嘉兴	8 天	按实	3400	
10	【一字型扶手】	安享养老	WZ01010008，盖外尺寸：100cm（黄） 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	浙江嘉兴	6 天	按实	85	
11	【过道扶手】	安享养老	WZ13030001，本款防撞扶手是由高品质 PVC 面板与铝合金底衬加底座组合而成，走廊靠墙扶手具有耐磨，护墙，防滑功效。用于医院，养老院等公共场所。 材质：ABS 材质，直径 35mm；内管材质：不锈钢内管，直径 28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	浙江嘉兴	6 天	按实	59.5	

12	【台阶落地扶手】	安享养老	WZ13030002, 造型直线式 材质: ABS 材质, 直径 35mm; 内管材质: 不锈钢内管, 直径 28mm。扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 适合抓握底部安装两个立柱。	浙江嘉兴	6 天	按实	255	
13	【智能门锁】	福满门家居工贸有限公司	CS-Z5000FVS (WBP-BK) 面板材质 铝合金 面板尺寸 前面板 400*73mm, *53.4mm, 后面板 400*72*30.5mm 锁体类型 6068 标准/霸王机械锁体开门方向通用, 适用门厚 40mm-120mm, 部分需额外订购长方棒锁芯级别 C 级真插芯, 开锁方式: 人脸开锁、指纹、密码开锁、临时密码开锁、可视远程开锁、应急钥匙开锁	江苏邳州	6 天	按实	969	

14	【蹲便器改坐便器(损坏马桶更换)】	安享养老	ST05010001, 1: 双孔超漩式连体 2: 座便器尺寸:700X390X710 毫米地排污: 3: 排污口中心离墙地:300 毫米	浙江嘉兴	8 天	按实	943.5	
15	【适老一体式马桶扶手架】	安享养老	ST04010016 1:主体采用碳钢材质, 塑料防滑把手, 采用鱼鳞式焊接 2. 尺寸 565*550*(670-730)mm, 高度 67CM-73CM, 夹具宽度:30-43CM 3. 免打孔, 加厚海绵夹具, 扶手高度 4 档可调, 一键折叠, 高度 4 档可调 4: 最大静载荷 200kg	浙江嘉兴	6 天	按实	344.25	
16	【适老智能马桶盖】	安享养老	ZN25020009 ◎女性清洗 ◎臀部清洗 ◎暖风烘干 ◎水温调节 ◎风温调节 ◎座温调节 ◎水压调节 ◎喷杆调节 ◎喷头自洁 ◎座圈加热 ◎漏电保护 ◎移动按摩	浙江嘉兴	6 天	按实	986	

			◎侧边操作面板 A:475*460*145mm					
17	【坐便椅】	安享 养老	ST05030041 "1. 尺寸:总宽 45CM;总高 71-84±0.5CM;总长 54CM, 座位高度:41-51±0.5CM, 扶手内宽:45CM; 座位深度 45CM 2. 钢管壁厚 1.0mm, 高强度尼龙组件插槽弹豆设计可快拆折叠, 整体高度六档可调节 3. 安全承重: 135KG, 净重: 6KG 4. 包装尺寸 91*60*48 (一箱4椅)	浙江 嘉兴	6 天	按实	140.25	
18	【一字形扶手】	安享 养老	WZ01010008 盖外尺寸: 50cm (黄) 1、外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径 28mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 适合抓握	浙江 嘉兴	6 天	按实	85	

19	【L 形扶手】	安享 养老	WZ02010001 1、尺寸：60*40cm（黄） 2、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	浙江 嘉兴	6 天	按实	153	
20	【洗澡椅】	安享 养老	ST02030004 1、八字形承重架人体工程学力学原理设计采用加强 PA66 材质（聚己二酰己二胺），该材质常用于航天、汽车领域，作为关键零件的主要铸造原材料。其拥有超高机械强度与硬度，替代传统有色金属材料，广泛应用于航天、汽车领域，在环保方面，PA66 材料无毒、无味，符合环保标准，对人体健康无害。此外，PA66 隔热条具有出色的耐候性，能够抵抗紫外线、氧气和臭氧的侵蚀，保持长期稳定性和使用寿命，进一步证明了其在环保和健康方面的优势，是一种绿色无	浙江 嘉兴	6 天	按实	204	

		污染的环保材料。 2、靠背 3cm 坐板 3cm 采用 PE-HD 食品级新材料材质，每张坐板印有第三方环保 PE-HD 安全食品级标识，材料环保安全无添加，新料吹塑一体成型，对老人敏感脆弱的皮肤，神经，和呼吸系统安全无刺激。 3、采用加厚航空铝棒，铝合金管壁厚度 1.3mm，结实稳固不易晃动， 4、可拆卸加厚 EVA 坐垫靠背垫，厚度 1.2cm，柔软亲肤体验，冬日防寒，沐浴防滑， 5、扶手可上掀，加软加厚扶手，根据人体力学设计，方便老人手握习惯特点， 6、A 字型外八设计，可折叠，免安装，稳固防滑，不易侧翻， 7、防滑橡胶脚垫，防滑耐用，抓地稳固， 8、座板 5 档可调节，距离为 38--47cm，扶手内侧宽度 44cm，蝶形加固杆设计，适合不同身高人群，承重 200KG。					
--	--	---	--	--	--	--	--

21	【坐式淋浴器】	纬图 VT808-006 淋浴臂耐压 $\leq 1.75\text{Mpa}$ 品名 坐立两用淋浴器 出水量 9L/min 净重 18kg 承重力 $\leq 150\text{KG}$ 尺寸 1400*750*260mm 淋浴方式 花洒+顶喷+淋浴臂 水压范围 0.1-0.6Mpa 材质 ABS+EVA+不锈钢 α型水路回旋式设计，实现广范围的水沙状喷射输出，恰到好处的温柔呵护肌肤；可调式淋浴臂，让水雾细致包裹全身，10处喷嘴重叠出水，全方位润洗身体；设置安全按钮，锁定38℃水温，防止老人、儿童误触调节导致烫伤；花洒+顶喷+淋浴臂组合成多种洗浴方式，足以满足不同的需求；坐立两用设计，解决老人、孩童不慎滑倒受伤的风险； 细心节水功能，节约环保更省心，让您全身心沉浸在沐浴时光；镂空排水座椅，时刻保持座椅舒适感；可折叠收纳设计，保持卫浴间整齐宽敞。	福建 厦门	6天	按实	4233	
----	---------	--	----------	----	----	------	---

22	【洗澡床】	星宝	ST04030002, 环保 PVC 材质 基础款: 便携式老人沐浴充气床+气泵+电动花洒 升级款: +洗护套装 豪华款: +可升降	广州 东莞	6 天	按实	425	
23	【智能便携洗浴机】	戴恩	21B 包装尺寸: 460*400*810mm, 机型尺寸: 640*285*5350mm, 毛重: 16.8kg, 净重: 15kg, 恒温出水: 支持 38 度恒温出水, 出水量: 2L-4L/min, 储水量: 35 升, 电源: 加热功率 2000W, 洗浴电压: 12V, 包括床垫 ZW189Pro, 重量 4.8KG 污水箱容量 5.2L 噪音 68DB, 35KPA 最大进水压力 IP54 防水等级 外观尺寸 406*356*208mm 包装尺寸 510*395*430mm 电源输入 AC100-220V24V	浙江 杭州	6 天	按实	3825	

			额定电压 240W 额定功率 5.8A 额定电流室内 使用环境工作环境 DEN-360, 包装体积 575*435*240mm 充气泵类型, 内置充气泵 材质 PVC 充气方式: 电动充气泵					
24	【浴缸、淋浴房 改换浴帘、浴杆】	安享 养老	拆除浴缸/淋浴房, 拆除浴缸及周围台面, 防水处理 增加淋浴空间, 方便照护人员辅助老年人洗浴。 工、主材、辅材, 浴缸拆除找平, 刷防水, 铺砖 (不含花洒), 更换浴帘、浴杆。	浙江 嘉兴	6 天	按实	1700	
25	【恒温花洒】	东莞市 木子电 器有限 公司	GQJHS 1. 恒温款式内部花洒阀芯是内置恒温阀芯, 冷热水在混合后通过恒温阀流至花洒出水口。恒温阀自动调节冷热水的混合比例, 无需反复调节, 不受冷水和热水	广东 东莞	6 天	按实	595	

			进水水压的影响。内圈旋钮设定水温，左右旋转手柄控制水流大小，一旦设定好温度，即可全程恒温。 2. 四种出水模式：顶喷出水、喷枪出水、花洒出水、下出水 3. 龙头主体：精铜主体，升降管材：不锈钢，阀芯：陶瓷阀芯 4. 顶喷增压：AIR 空气注入，顶喷材质：ABS 塑料 5. 曲角孔距 135-155mm，安装高度 900-1000 6. 表面工艺：烤漆 7. 进水口间距 13.5-15.5cm(标准 15cm) 之间如超出范围内需要购买加宽曲脚。 8. 进水口离地面距离建议 90-110cm					
26	【抽拉式水龙头】	上海绿歆卫浴有限公司	QH-DL014 185mm*170mm 甄选黄铜铸造，加厚加重，更耐用，表面电镀处理 主体底座 30-40CM 抽拉尺寸 60-80CM	上海	6 天	按实	212.5	


27	【L 形扶手】	安享 养老	WZ02010001 1、尺寸：60*40cm（黄） 2、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	浙江 嘉兴	6 天	按实	170	
28	【135 度扶手】	安享 养老	WZ03010001 1、尺寸：60*40cm 2、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 28mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	浙江 嘉兴	6 天	按实	140.25	

29	【T 形扶手】	安享 养老	WZ06010002 1: 尺寸: 60CM*70CM 内衬部分为 1.2mm 2: 厚度: 外壳管径 35mm、壁厚 ≥ 4.0 mm 3: 材质: 外壳为优质尼龙材料 内衬部分为 201 不锈钢管 连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙	浙江 嘉兴	6 天	按实	148.75	
30	【适老台盆和镜柜】	安享 养老	ST08010001 材质 人造石 颜色分类 浴室柜套装 78*52+龙头下水+安装, 浴室柜套装 64*45+龙头下水+安装, 浴室柜套装 60*55+龙头下水+ 安装, 浴室柜套装 75*55+龙头下水+安装, 浴室柜套装 70*55+龙头下水+安装, 浴室柜套装 80*55+龙头下水+ 安装, 浴室柜套装 90*55+龙头下水+安装, 浴室柜套装 100*55+龙头下水+安装, 浴室柜套装 80*55 (智能镜) +龙头下水+安装, 镜柜, 台盆下柜, 台盆	浙江 嘉兴	6 天	按实	1700	

31	【厨房适老吊柜】	安享养老	WZ08010014 上升时间：6-7s 下降时间：6-7s 最大功率：70w 电源输入：220v 50Hz 使用环境条件 1. 环境温度：0° — +50℃ 2. 相对湿度：0%-95%，无冷凝 3. 大气压：70-106Kpa 4. 存储温度：-40℃- +70℃ 5. 电源电压变动范围 220V 6. 安装木板或者墙体：需能承受 100kg 以上 7. 安装高度：吊柜底面需距离柜台面大于 560mm	浙江嘉兴	6 天	按实	1955	
32	【适老灶台】	安享养老	SF38010006 额定负载：1000N 最大负载：1200N 额定负载速度：25±10%mm/s	浙江嘉兴	6 天	按实	2380	

			行程: $250 \pm 10\text{mm}$ 安装距离: $700 \pm 10\text{mm}$ 动作频率: Max. 10%, max 2min 18/min 噪音: $\leq 50\text{dB}$ 防水等级: IP42					
33	【适老操作台】	安享 养老	SF38010007 额定负载: 1000N 最大负载: 1200N 额定负载速度: $25 \pm 10\text{mm/s}$ 行程: $250 \pm 10\text{mm}$ 安装距离: $700 \pm 10\text{mm}$ 动作频率: Max. 10%, max 2min 18/min 噪音: $\leq 50\text{dB}$ 防水等级: IP42	浙江 嘉兴	6 天	按实	2380	
34	【适老餐桌】	安享 养老	JJ05010005 橡胶实木	浙江 嘉兴	6 天	按实	646	

			1: 尺寸: 80*80*75cm 2cm 厚 2: 材质: 实木框架采用优质橡胶实木 台面圆角木条 3: 功能: 实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能, 良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺					
35	【燃气泄露报警器】	伽安科技(深圳)有限公司	工作电压: AC 220V/50Hz (适配器) 2. 探测器输入电压: DC 12V 3. 待机电流: $\leq 120\text{mA}$ 4. 报警电流: $\leq 160\text{mA}$ 5. 通讯方式: Zigbee 6. 传输距离: $\leq 150\text{m}$ 7. 产品量程: 0~20%LEL 8. 传感元件: 高稳定性半导体气敏传感器 9. 元件寿命: 5 年 10. 探测气体: 天然气(标定气样为甲烷 CH_4 气体) 11. 报警浓度: $8\%\text{LEL} \pm 3\%\text{LEL}$ 12. 报警方式: 现场/Zigbee3.0 联网报警 13. 报警声压: 70~115dB (正前方 1m 距离) 14. 安装方式: 吸顶或壁挂 15. 工作环境: $-10^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$ & $\leq 95\%$ (无凝结) 含 2 年通讯费用	广东深圳	6 天	按实	153	
36	【炉灶自动熄火】		HC-XB-01		6 天	按实	323	

	保护装置（含灶）】	重庆元琨天然气灶具有限公司	参数：铜线长 50CM 工作电压：AC220V/50HZ，点 火 距 离 3-5mm、输出高压大于 15KV， 电磁阀输出：DC24V, 铜线长 50CM 额定功率：最大 1500W 熄火保护时间：15 秒内自动切断气源 保护方式：热电偶式 适用气源：天然气、液化石油气、人工煤气 温度控制范围：0-300℃ 火力调节：多档火力可调 安全认证：符合国家安全标准，具备多重安全保护功能 额定热负荷 4.6kw； 能效等级二级，热效率 62% 使用寿命：正常使用条件下，可达 5000 次以上点火次数 结构材料：不锈钢/铸铁/钢化玻璃面板 外形尺寸：根据具体改造	重庆				
37	【防干烧与定时灶具】	重庆元琨天然气灶具有限公司	JZT-S815 面板尺寸：760*440*7 开孔尺寸：630*330mm 纸箱尺寸：805*475*210mm 7 厘全黑钢化大玻璃，热电偶单线，左边防干烧，180	重庆	6 天	按实	1615	

		司	分钟双定时, 120#全铜加厚火盖 350g, 60g 铜中心, 120#定位铝炉头, 外扣不锈钢方水盘, 专款聚能盘方炉架, 专款圆形防滑旋钮, 宽边后出气管底, 铝 Y 管 (百威脉冲, 克勒蒂夫热电偶, 征鸿阀体) 白瓷铜套 点火针 T: 一级 5.0KW Y: 一级 5.0KW					
38	【手摇护理床】	安享 养老	A02-IV 1、颗粒板床头床尾 尺寸: 2000mm*1000mm*500mm 2、床架采用 80×40×0.9mm 厚优质冷轧钢管焊接而成, 床体承载力 240 kg, 能充分保证病床的承载能力和使用寿命 3、小条形床板采用 0.7mm 厚冷轧钢冲弓字槽而成坚固耐用, 美观大方。床面为凹面, 且强度高, 具有防滑功能。 4、起背折起角度 0°-80°, 曲腿折起角度 0°-45° 5、型号为 180 的塑料件手柄, 摇杆传动关节件采用全钢件, 升降丝杠采用 45#钢挤压成型	浙江 嘉兴	6 天	按实	1530	

			6、床脚采用 40*40*0.9mm 方管焊接 7、采用 4 分椰棕 2 分高密度海绵材质，面料为优质防水布料，1890*890*60mm 8、铝合金折叠护栏，全覆式防夹手，可收缩平放，强力支柱；优质 D 型铝合金横梁，表面做硬化处理。上、下支座为进口工程塑料组合而成，中部为 5 支铝合金支柱，护栏开关为自锁隐藏型 ABS 工程塑料。操作便利，强度高，经久耐用。护栏上还可放置移动式餐板，充分体现功能的多样性，满足病患的需要。 9、木餐桌长 955mm，宽 300mm，厚度 15mm 10、5 寸静音轮耐酸碱、抗腐蚀、防缠绕、不易生锈、制动稳定可靠，滚动平稳无噪音。分体刹车。					
39	【电动护理床】	衡水鼎宝医疗器械有限公司	JD-DC02 1. 规格： 床面尺寸规： 长度 1930mm，床面宽度 900mm，床体标准高度 305mm。 便孔尺寸： 210X260mm	河北衡水	6 天	按实	2975	

		外形尺寸规： 长度 2070mm，床面宽度 960mm，床体标准高度 460mm。 便孔尺寸： 210X260mm 床面框架：床面采用 20*20*0.8mm 的方管，床帮采用 40*80*1.2mm 的方管 2. 功能： (1) 起背功能 (2) 抬腿功能 (3) 落腿功能 (4) 左侧翻身功能 (5) 右侧翻身功能 (6) 助便功能 (7) 洗头功能 起背角度：0-75° ±5° 抬腿：0-25° ±5° 落腿：0- -55° ±5° 左右翻身角度：0-45° ±5° 3、铝合金护栏：					
--	--	--	--	--	--	--	--




		侧面护栏总长 1170mm，高度 350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 4、床头尾板： 采用 ABS 医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5、医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动，内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 6、床垫： 使用专用海绵制作的医用床垫一床，厚度$\geq 6\text{cm}$，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 7、腿部承重： 支撑材料采用直径 3x6 的方管，安全、牢靠、长期使					
--	--	---	--	--	--	--	--

			用不变形。 8、左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 9、床体可承载重量 260 kg。 10、材料： （1）床帮采用厚度为 1.2mm 的方管。床面采用厚度为 0.8mm 的方管。 （2）床体喷涂工艺： 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 11、产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、6 公分床垫、洗头盆、便盆、ABS 床头床尾、电机（3 个超静音电机、输入：AC220V、输出：DC24V）					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

40	【床边扶手】	安享 养老	mrd-g-00001 尺寸：60*80cm，可承重 150KG，高度可调节至 60-100cm。 商品名称：床边扶手 商品特点：稳固不晃/不生锈 适用人群：老人/孕妇/行动不便 商品材质：立柱套管采用 40mm 碳素钢材 扶手材质：采用 PU 海绵 安装方式：插入即用/可钻孔	浙江 嘉兴	6 天	按实	463.25	 下翻折叠 隐藏式免装床边扶手
41	【防压疮坐垫】	安享 养老	SF17020013 尺寸：46.8cm*46.8cm，材质：优质 PVC 材质；轻巧耐拉伸，承重 效果佳： 25 个 2.5cm 内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 承重 100kg；配备专用打气筒，充气方便快捷。	浙江 嘉兴	6 天	按实	29.75	

42	【靠垫】	安享 养老	SF17020016 1. 产品尺寸:63cm×47cm, 50cm×50cm 2. 材质:PCV 3. 使用方式:手动充气 4. 使用用途:轮椅 5. 主要功能:排汗透气 6. 长期久坐不累, 给臀部缓冲的弹力, 避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮	浙江 嘉兴	6 天	按实	42.5	
43	【防压疮床垫】	安享 养老	KZY-01 1. 循环波动喷气 2. PVC 春立劲植绒加厚面料且不滑动, 波动功能, 舒适静音, 透气 3. 加厚面料, 抑制细菌, 承载力大, 单条气囊可更换、不移位和滑动 4. 平铺尺寸为: 90*200CM, 充气后 80*180cm 5. ≥22 条独立气囊 6. 充气流量≥6L/min 7. 波动循环周期为 12 分钟 8. 输入功率≤20 伏安 承重≥135KG 9. 气泵质保期≥1 年 (1 年内出质量问题换新) 10. 床垫由: 床垫, 气泵。	浙江 嘉兴	6 天	按实	323	

44	【适老床头柜】	安享 养老	JJ11010003 多层免漆板 45*40*65 整体厚度 18mm, 采用多层板, 边角处采用倒圆工艺, 板材的封边, 优质工艺的封边细腻、光滑、手感好, 封线平直光滑, 接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序, 涂胶均匀, 压力稳定。	浙江 嘉兴	6 天	按实	297.5	
45	【助起床垫】	安享 养老	ST-140205 1: 总长: 1900±20mm, 总宽: 830±10mm, 总高: 100±10mm 2: 床架包装尺寸 980*860*165mm, 重约 28.5kg, 承重 150KG 3: 软垫包装尺寸 850*480*220mm 4: 背板折转 0~70° ±5° 腿板折转 0~40° ±5° 5: 软垫尺寸 1900x830mm	浙江 嘉兴	6 天	按实	1700	
46	【适老化净味透气床垫】	安享 养老	SF16050003 1. 尺寸: 1980*900*50mm 2. 密度 60kg/m³	浙江 嘉兴	6 天	按实	578	

			3. 柔韧性强，高透气性，安全环保，内芯无惧水洗，抗菌抑菌抗异味 4. 舒适，有效保护脊椎 5. 芯材：高纤维材质，有 SGS 认证检测					
47	【坠床监测雷达】	安佳眠	MG2-6HW 工作原理毫米波雷达 颜色白 传感器类别：雷达传感器 材质 ABS 传感器：60G 毫米波雷达无线方式：NB-LoT (B3) 支持报警类型：有人报警 适用场景：卧室 60G 呼吸睡眠雷达传感器 涂鸦 WiFi 版, 60G 呼吸睡眠雷达传感器，含 2 年通讯费用。	广东 深圳	6 天	按实	969	
48	【AI 家庭医生智能枕】	深圳市极刻智梦贸易	材质：头等舱记忆棉+莱赛尔天丝，尺寸：63*41*14cm 供电：5V，额电电压：5V 通信方式：4G+蓝牙 5.0	广东 深圳	6 天	按实	679.15	

		有限公司	支持系统: Android6.0 版本 安全功能: 0.1 秒断电 APP: 动态可视化睡眠监测主处理器: 32 位高性能 CPU 主传感器: 压电薄膜传感器 通讯方式: 2.4GHZ 超低功能蓝牙					
49	【感应小夜灯】	安享养老	SF02010001 1、外形尺寸:85*20(mm) 2、开关类型: 感应式 白光 不带开关 3、供电方式:usb 插电, 充满电使用 4、电池容量:500 毫安	浙江嘉兴	6 天	按实	42.5	
50	【智能插座】	余姚上德电气有限公司	WG001 尺寸: 63*63*13mm 联网方式: WIFI 配网方式: Zigbee 电源输入: 5V1A 工作温度: -10℃~55℃ 工作湿度: 10%~90%RH(无冷凝)	浙江余姚	6 天	按实	51	

			子设备数量：最大支持 128 个子设备 可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理					
51	【防撞护角】	安享 养老	WZ09010001 1: 尺寸: 5.5*3.5*1.2cm 2: 材质: NBR 材质+3M 双面胶 3: 功能: 产品柔软有弹性是环保 NBR 材质粘贴 3M 品牌胶带更加牢固有效	浙江 嘉兴	6 天	按实	2.55	
52	【防撞条】	安享 养老	WZ09020001 1: 尺寸: 100cm 厚度: 1.2cm 2: 材质: NBR 材质+3M 双面胶 3: 功能: 产品柔软有弹性是环保 NBR 材质粘贴 3M 品牌胶带更加牢固有效	浙江 嘉兴	6 天	按实	5.95	
53	【防撞条】	安享 养老	pvc 材质, 三角锯齿增加摩擦力, 防水防潮, 抗冻耐低温, 安全阻燃, 0 甲醛, 粘性背胶。	浙江 嘉兴	6 天	按实	5.95	
54	【警示条】	安享 养老	定制尺寸: 10×30cm 高清印刷 图文清晰	浙江 嘉兴	6 天	按实	5.95	

			自带背胶 使用方便 防水防晒 持久耐用					
55	【换鞋凳】	安享 养老	JJ07010001 橡胶实木 1: 尺寸: 可定制 2: 材质: 进口橡胶实木 科技皮 高密度原生海绵 3: 功能: 防水防污耐磨 4: 两底一面	浙江 嘉兴	6 天	按实	255	
56	【适老半扶手椅】	安享 养老	JJ06020001 橡胶实木 1: 尺寸: 长: 54cm*宽 60cm*高 85cm (可定制) 2: 材质: 进口橡胶实木, 高弹海绵 3: 流线型优雅扶手, 表面圆润光滑, 稳固椅腿, 实木打造, 木纹清晰, 抗磨耐腐, 牢固耐用。 4: 两底一面	浙江 嘉兴	6 天	按实	310.25	

57	【适老方桌】	安享 养老	JJ05010005 橡胶实木 1: 尺寸: 80*80*75cm 2cm 厚 2: 材质: 实木框架采用优质橡胶实木 台面圆角木条 3: 功能: 实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能, 良好的抗震力 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺	浙江 嘉兴	6 天	按实	561	
58	【电动升降晾衣架】	安享 养老	SF18010003 材质: 金属铁 主机尺寸: 125.5*33*8 整机尺寸: 126*55*15 升降高度: 1.03M LED 面屏尺寸: 25*400CM 烘干功率: 580*2 风干功率: 6*2 照明功率: 12W 色温: 6000K	浙江 嘉兴	6 天	按实	1360	

			承重：35KG					
59	【助起沙发】	安享 养老	JJ09040003 一、产品技术参数： 产品尺寸：长 82CM×宽 90CM×高 100CM(椅背收起) 长 175CM×宽 82CM×高 60CM（椅背展开） 产品重量：净重：37KG；安全承载量：150KG 二、产品系统组成： 1. 头等舱设计开发座椅，出口专用加厚功能铁架。P2 环保板材结构框架，超耐刮耐磨吸皮。 2. 电动可调节靠背、腿部设计，靠背 100 度-170 度 腿部 90 度-180 度任意调节。 3. 可附加按摩，摇转，USB 外接，背加热等其他功能，另可外加数字播放系统（15 寸超大液晶播放器，无线遥控器，支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等多种格式文件），IPAD 支架板等。 三、机构组成： 1. 功能机架：万德弗多功能机架型号-0.	浙江 嘉兴	6 天	按实	1955	

		2. 木骨架：硬杂木+多层板 3. 填充物：高回弹海绵+超柔丝绵+弹簧包（出口品质）。 座垫：出口用弹簧包+高回弹海绵，32#。背部与扶手：白色超柔丝绵。 4. 电机：220V-240V 50/60HZ 电机品牌 晨迪 四、包装方式：黄色双层瓦楞五层纸片牛皮纸箱，材质强度 200lbs. 独立包装，一台一箱。 五、产品日常保养： 1. 面料：避免高温高湿太阳暴晒等环境，避免带有腐蚀性液体接触皮面 日常皮面清洁：用较干的湿毛巾擦拭受脏部位至清洁。对于较难清洁的污渍，可使用皮具清洁剂（如百丽珠等） 清洁护理 2. 电机及功能架：禁止在高湿高腐蚀环境中使用。避免超负荷重压，额定承重 150KG。					
--	--	--	--	--	--	--	--

			六、品质质保：面料1年。功能机架1年。（限正常环境正常使用情况）					
60	【一键呼叫装置】	安享养老	ZN06010002CA-25-AEP 防拆设计 一键报警 低电提醒 低功耗 技术参数 告警方式:按键报警、拉绳报警、防拆报警按键 工作电压:DC3V 报警电流:100mA 工作温度:-10°C~55°C 相对湿度:<95%RH 外形尺寸:86x86x20mm 含2年通讯费用。	浙江嘉兴	6天	按实	255	
61	【人体感应探测器】	安享养老	ZN08010006CA-809NB 1、通信方式:NB-IoT 2、探测方式:热释电红外探测 3、探测角度:≥110° 4、探测距离:≥2m 5、电池:锂电池供电	浙江嘉兴	6天	按实	255	

			6、电池电压：3V 7、电池供电感应次数：≥2 万次 8、工作温度：-10~+55℃ 9、工作湿度：小于 95RH 含 2 年通讯费用。					
62	【门磁开关】	安享 养老	ZN09010002CA-701-AEP 开门报警，物联网平台统一管理，免费配套电池 产品技术参数： 电源：DC3.0V 两节 7 号电池 电压低压报警值：2.7V 静态电流：<5 uA 发射电流：NB：200mA 工作温度：-10~+55℃ 工作湿度：小于 95% 安装方式：壁挂 感应距离：大于 15MM 主机尺寸：98*38*22	浙江 嘉兴	6 天	按实	170	

			可免费对接第三方平台,含1年平台费,1年流量费 支持 APP、短信、微信公众号、电话、小程序多平台报警方式 可联动摄像头,当设备发生报警时可直接拉起摄像头					
63	【呼叫门铃】	安享 养老	Cmf1188 1: 尺寸: 接收端:8.5*6.8*2, 2: 工作模式:1、闪光; 2、响铃, 震动 3、响铃加闪光同时工作 配置: 门铃接收端 1 个, 发射端 1 个 4: 功能: 38 首音乐供选择, 四档音量调节 (发射端请不要装在金属物体上, 金属物体对无线信号有屏蔽作用) ! 接收器使用 3 节七号电池, 可以随身携带 5 发射端:6*4*1.3cm	浙江 嘉兴	6 天	按实	76.5	
64	【溢水报警器】	安享 养老	ZN10010001CA-30-NB 安装方式:3M 胶粘贴 探测线长:1m 工作电压:DC3V, 2 节 7 号电池	浙江 嘉兴	6 天	按实	170	

			静态电流:<5uA 工作温度:-10℃~55℃ 相对湿度:<95%RH 外形尺寸:98x38x22mm					
65	【烟雾报警器】	创安	CA-161 1、故障自检 防拆设计 高音报警 低功耗 2、安装测试:独立测试按键 3、自检功能:24 小时自我检测一次 4、工作电压:DC3V 静态电流:<12uA 报警电流:<45uA 工作温度:-10° ℃~50℃ 相对湿度:<95%RH(40℃±2℃) 告警内容:超浓度报警, 电池电压低告警外形尺寸:Φ 100.0mm H37.3mm 5. 通讯模式:NB-iot 通讯。(支持移动、联通卡) 可 免费对接第三方平台, 含 1 年平台费 6. 1 年流量费 支持 APP、短信、微信公众号、电话、 小程序多平台报警方式 可联动摄像头, 当设备发生	青海	6 天	按实	170	

			报警时可直接拉起摄像头 含 2 年通讯费用。					
66	【电力脉象仪】	三力电气	12-1 1. 尺寸: 120*66*20mm 2. OTA 功能: 支持软件远程更新 3. 网络支持: 4G 4. 功能: 支持双向 5. 报警方式: 主动用电间隔过长、三餐少餐、起居延时、特定设备运行过久、温度报警、功率报警、剩余电流(漏电)报警	江苏扬州	6 天	按实	765	
67	【智能监控摄像头】	福满门家居工贸江苏有限公司	CS-CTQ6X(4WF) 1、最高分辨率 2560×1440, 在该分辨率下可输出实时图像 2、支持高速静音云台, 水平 340 度, 垂直 55 度 3、支持自动巡航功能, 可根据默认或自定义预置点进行巡航检测 4、支持智能特写追踪, 跟拍移动物体 5、支持移动侦测/人形检测/画面变化检测/异声感知(大噪声/婴儿哭)	江苏邳州	6 天	按实	250.75	

		6、支持和萤石探测器报警联动 7、采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率 8、支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi，采用一键配置简单快捷，支持萤石云远程预览 9、逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿 10、支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态 11、采用高功率红外补光，照射距离可达 10 米 12、支持智能夜视功能，检测到移动时变为全彩夜视 13、ICR 滤光片自动切换，实现真正的日夜监控 14、支持星光级夜视 15、支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境 16、支持 Micro SD 卡（最大 512GB）本地存储 17、内置麦克风和扬声器，支持双向语音通话 18、支持一键触控呼叫、支持主动防御（可自定义提醒音）、旋座式底座支架，安装快捷简便 19、支持国标 GB28181 协议					
--	--	--	--	--	--	--	--

			20、支持 24 小时连续云存储 含 2 年通讯费用。					
68	【跌倒监测雷达】	安享 养老	ST77938 通讯方式：4G 运动检测功能 最大检测距离： ≤4 米（半径，成人）； 检测灵敏度： ≤0.2m/s； 反映时间： ≤100ms； 微动检测功能；最大检测距离： ≤2 米（半径）； 反映时间： ≤1s； 跌倒检测功能：最大检测距离： ≤1.5 米（半径）； 准确检测动作： 快速跌倒动作； 反映时间： 5-180s；时间可调 工作电压：5V（外接适配器，默认 Type-C 接口） 工作温度：-10~50℃，工作湿度：5%~95%RH 探测方式：调频连续波/FMCW 雷达频率：61Ghz~61.5Ghz	浙江 嘉兴	6 天	按实	850	


		探测角度：$\leq 100^\circ$（水平角度），$\leq 100^\circ$（俯仰角度） 工作电流：$\leq 200\text{mA}$，发射功率：6dBm 语音识别范围：≤ 5 米（语音版本才支持此功能） 支持本地语音关键词报警 ST77941 1、不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 2、支持呼吸异常离床报警 壁挂安装 抗干扰性能强， 3、尺寸：73*42*40.5（mm） 工作电压：USB Type-C 5V 4、工作频率：60G 5、通讯方式：4G 检测范围：$\leq 1.5\text{m}$ 6、检测角度：波束方位宽度 $\pm 60^\circ$					
--	--	--	--	--	--	--	--

			7、波束俯仰宽度 $\pm 60^\circ$ 安装方式： 壁挂 8、呼吸心跳 6 秒/次，体动 10 秒/次，活跃状态 6 秒/次，位置 10 秒一次，存在(状态变化上报，有人无人状态变化)，质量报告睡眠结束后 5 分钟上报(20 分钟起) 含 2 年通讯费用。					
69	【毫米波雷达生命体征监测器】	安享养老	ST77932 1、通过 24G(60G)雷达模块在一定距离内隔空检测人体活动状态，通过本设备数据采集处理后形成各种告警或者事件上传平台 2、额定工作电压电流：5V 200mA 3、支持卡类型：三网通 4G 物联网卡 4、接收灵敏度：-90dBm~-102dBm 5、发射功率：23dBm $\pm$2.7dB 1 6、设备安装方式：顶装,安装高度>2m 7、检测距离：直线 5m 静坐,>7m 运动距离(胸腔) $0.5 < x < 1.3m$	浙江嘉兴	6 天	按实	1020	


			8、检测范围：挂高 3m, 静止人体检测覆盖半径 3.5-4m 含 2 年通讯费用。					
70	【自助进食器具】	安享 养老	SF01020001 产品材质：食品级 ABS+天然环保竹筷 适用范围：左右手通用， 用途：独特的自动张开设计，帮助手部僵硬、中风、挛缩的病人自主进食 SF01030001 助食碗 1：尺寸：直径 13 cm, 高 10 cm 2：材质：碗体食品级塑胶，硅胶吸盘底座 3：功能：碗盘周围凸起内缩，防止食物溢出，底座吸盘增加稳定性，碗盘不易位移 SF01040001 防洒盘 1. 尺寸：直径 19cm 高 7cm 2. 底座材质： 硅胶吸盘底座	浙江 嘉兴	6 天	按实	127.5	   

		3. 碗体材质：食品级塑胶 4. 产品功能：碗盘周围凸起内缩，防止食物溢出 底座吸盘增加稳定性，碗盘不易位移 餐具 SF01010004 "1、产品材质：硅胶、304 不锈钢； 2、规格尺寸：约 24CM(长), 勺头最宽度 4CM 3.5CM(手柄直径)； 3、握柄采用防滑软质硅胶，使用稳固不易脱手且舒适感好；手柄位置带有硅胶皮带可按手的大小，调整松紧；手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要；无论是左手还是右手进食，都可以满足进食辅助的需要；适用于手功能障碍者使用。 4、适用人群：老年人、残疾人、中风偏瘫 5、重量：约 117 克； 6、包装方式：塑料袋(内)，纸盒(外)" SF01010003 "1、产品材质：硅胶、304 不锈钢 2、规格尺寸：约 24CM 长					
--	--	---	--	--	--	--	---

71	【盒式助听器】	新 声	B80 单耳机头 1、特有噪音(NH) 调节技术, 音质输出清晰稳定, 有效保护听力; 2、独立舒适的 P 电位调节器; 3、AU 音频独立调节技术 4、频率范围: 至少在 200-5000Hz 之间 5、MTO 三种专用模式调节开关; 6、内置言语优化技术; 7、电感线圈输入; 8、可外接多媒体音频设备, 电视、收音机、MP3 收听伴侣 9、最大输出(dB): 132 ± 3, 平均输出(dB): 123 ± 4 10、满档增益(dB): 70 ± 5, 平均增益(dB): 60 ± 5, 等效噪声(dB): ≤ 29; 11、总波失真 (%) 500: 7; 800: 4; 1600: 3 12、额定电流(mA): ≤ 7	福建 厦门	6 天	按实	212.5	
----	---------	-----	---	----------	-----	----	-------	---

			13、带宽 F1: ≤ 250 ; F2: ≥ 5000 14、电感输出: 81 ± 6					
72	【全数字耳背式 助听器】	华弘 科技	ZBC24 信号处理数字通道数16,物理按键4个场景模式调节, 旋钮调节记忆音量,便于老人适用,,智能自适应降 噪、啸叫抑制,有线充电,,具有二类医疗器械注册 证书,充电1小时连续工作25-30小时,增益最大 38db,能满足中重度用户,最大输出 $<138\text{db}$,最大输 出高频平均 $117 \pm 4\text{dB}$,谐波失真 $<7\%$,高频平 均 HFA (dB) 标称值 ± 4 : 117 最大 OSPL90 (dB) $<$ 标称值 ± 3 : 138 高频平均满档声增益 (dB) 标称值 ± 5 : 33 频率响应范围 (Hz): $<400 > 3800$ 总谐波失真 (%) $<$ 标称值 ± 3 : 7 等效输入噪声 (dB) $<$ 标称值 ± 3 : 29 额定电源电流消耗 (mA) 标称值: 2	广东 深圳	6 天	按实	493	

73	【全数字耳内式 助听器】	华弘 科技	HBC06 1: 电池容量 :45 (mAH) 2: 尺寸:46*17*11 (mm) 3: 重量 :6g 使用时长 :30h 充电时间:1h 4 程序场景切换(模式 1:普通模式模式 2:室内嘈杂环境,把低频噪音压低了模式 3:户外嘈杂环境,降低低频和高频噪音模式 4:纯音环境,只过滤高频尖锐声音。)数字信号处理旋钮调节音量环境降噪可充电 助听器类型:4 通道数字助听器 尺寸: 40*40*11 (mm) 电池容量: 45 (mAH) 高频平均 HFA (dB): 123±4 最大 OSPL90(dB): 132 高频平均满省声增益(dB): 36±5 频率响应范围(Hz)F1 <400 : 25 频率响应范围(Hz)F2>3800 :6200 总谐波失真 (%): 4±3 等效输入噪声(dB): ≤16	广东 深圳	6 天	按实	833	
----	-----------------	----------	--	----------	-----	----	-----	---

			额定电源电流消耗 (mA) : 1.1					
74	【耳内助听器】	新声	POCO R800 产品参数: 1、最大输出 (dB) : 108 ± 3 ; 2、平均输出 (dB) : 101 ± 4 ; 3、满档增益 (dB) : 35 ± 5 ; 4、平均增益 (dB) : 28 ± 5 ; 5、等效噪声 (dB) : ≤ 32 ; 6、额定电流 (mA) : 1.8; 7、带宽: $F1 \leq 350$, $F2 \geq 4000$	福建 厦门	6 天	按实	680	
75	【耳背助听器】	华弘 科技	ZBC24 充电 1 小时连续工作 25-30 小时, 增益最大 38dB, 能满足中重度用户, 最大输出 < 138dB, 最大输出高频平均 117 ± 4 dB, 谐波失真不超过 7%, 高频平均 HFA (dB) 标称值 ± 4 : 117 最大 OSPL90 (dB) < 标称值 + 3: 138 高频平均满档声增益 (dB) 标称值 ± 5 : 33	广东 深圳	6 天	按实	399.5	

			频率响应范围 (Hz) : <400 >3800 总谐波失真 (%) <标称值+3: 7 等效输入噪声 (dB) <标称值+3: 29 额定电源电流消耗 (mA) 标称值: 2					
76	【骨传导助听器】	博音	BN-803 轻享版 1、控制盒有 3.5mm 音频接口，可通过音频线连接手机与电脑等设备。 2、参考尺寸(±10%): 头带部分 13X15.5X5.5cm; 控制盒部分 4X6.5x2.5 cm, 3、产品重量: 头戴部分 35 克, 控制盒部分 34 克。 4、产品电源: 内置可充电聚合物锂电池(380mAh) 额定电压 DC 3.7V (电池型号: 502530) 5、工作时间: 连续十小时, 充电时间 2 至 3 小时 6、无痛轻盈佩戴, 稳固不掉, 7、7 个调频道功能, 适合更多人群。 8、可分别左右调节音量大小 9、频响范围: 20-20KHZ; 1	上海	6 天	按实	1487.5	

			10、声音灵敏度:54±2dB 11、额定工作时间:10±3 小时 12、待机时间:>60 天					
77	【放大镜】	安享 养老	SF13020005 产品尺寸: 107*42, 材质: 碳钢、锌合金、ABS、 SAN-80HF、不锈钢、不干胶, 单只克重: 16.4g, 装箱 量 144 只/箱。12.6KG/箱, 外箱尺寸: 56.5*38.5*40.5cm	浙江 嘉兴	6 天	按实	42.5	
78	【手持助视器】	安享 养老	SF12010001 1. 尺寸:185*100*15mm 2. 材质:ABS 镀金外框 3. 净 重:118 克 4. 直径:10cm 5. 放大倍数:4 倍	浙江 嘉兴	6 天	按实	127.5	
79	【老花镜】	安享 养老	SF25010001 镜片 PC 防蓝光, 合金镜架, 200-600 自动调节度数	浙江 嘉兴	6 天	按实	42.5	

80	【放大镜指甲剪】	安享 养老	1: 尺寸: 130*40mm 2: 材质: 优良的不锈钢材 3: 功能: 盈舒适的手感,精致优良的性能,可以更快更安全的修剪指甲。指剪刀上附有一支放大镜,让您在剪指甲时能更能清楚的看见,不易剪到肉。可随心所欲的调整角度;也可以直立放在桌上当成放大镜使用;方便携带好收纳	浙江 嘉兴	6 天	按实	17	
81	【单头手杖】	安享 养老	ZY01010001 1: 尺寸: 高 72-94cm, 厚度 1.2mm 2: 材质: 铝合金古铜 3: 调节范围: 十档调节 4: 承重: 承重 100KG 5: 描述: 适合身高 155-185cm	浙江 嘉兴	6 天	按实	46.75	
82	【三脚手杖】	安享 养老	ZY02020001 1: 尺寸: 75.5-98cm 2: 调节范围: 10 档调节 3: 管径 22MM, 厚度 1.0MM	浙江 嘉兴	6 天	按实	68	

			4: 材质: 铝合金 5: 描述: 适合 1.55m-1.75m 人群使用					
83	【四脚手杖】	安享 养老	ZY03020005 1: 尺寸: 68cm-89cm 2: 调节范围: 10 档调节 3: 管径 22MM, 厚度 1.2MM 4: 材质: 铝合金 5: 描述: 适合 1.55m-1.75m 人群使用	浙江 嘉兴	6 天	按实	68	
84	【凳拐】	安享 养老	DR9326 1: 尺寸: 折叠高度 (86-95.5cm), 展开高度 (76-84cm), 座高 47.5-55.6cm 2: 材质: 铝合金+ABS 塑料 3: 调节范围: 高度 5 档可调 4: 承重: 最大静载荷 100kg 5: 描述: 表面阳极氧化亮面处理 6: 可调节高度	浙江 嘉兴	6 天	按实	102	

85	【智能手杖】	安享 养老	ZN23010001XM-GZ—03 1: 尺寸: 65*16.5*4CM 2: 材质: 高强度铝合金 3: 调节高度: 10 档调节 73-96CM 4: 双报警 (跌倒自动报警、手动报警), 收音机 FM (88-108MHZ), LED 照明 (灯头可调节, 四颗高亮 LED 灯, 光通量大雨 20 流明), 安全警示灯, 防滑脚垫, 超过 100 分贝声音报警。 报警功能+收音机+照明+安全警示灯	浙江 嘉兴	6 天	按实	170	
86	【普通轮椅】	安享 养老	SYIV100-TY01A 1、四刹车, 高碳钢车架, 减震工艺, 铁踏板, 吹塑扶手, 实心胎 2、折叠: 90*90*27cm, 轮椅宽度 66cm, 高度 90cm, 长度 90cm 3、扶手离地 72CM, 座位宽度 46cm, 深度 42cm, 座位离地 47cm, 靠背高度: 42cm 4、前轮 7 寸, 后轮: 24 寸, 承重 100kg, 净重 13kg	浙江 嘉兴	6 天	按实	510	

			5、加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫					
87	【姿势控制轮椅】	安享养老	SYIV100-TY720S 1、四刹车，高碳钢车架，喷涂工艺，铁踏板，吹塑扶手，实心胎 2、折叠:90*90*27cm，轮椅宽度 66cm，高度 135cm，长度 100cm 3、扶手离地 72CM，座位宽度 46cm，深度 42cm，座位离地 47cm，靠背高度：42cm 4、前轮 7 寸，后轮:18 寸，承重 100kg，净重 20kg 5、加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫	浙江嘉兴	6 天	按实	1275	
88	【电动轮椅】	安享养老	XSW003-D (E310H) 整车尺寸: 105*60*94CM 尺寸 74*40*73CM 叠后尺寸: 70*36*69CM 座高: 49CM 前轮 7 寸 后轮 11 寸 24v 250w*2 有刷电机 电池: 24v 12AH 铅酸 净重: 36KG(含电池)	浙江嘉兴	6 天	按实	2550	

			质：碳钢 续航：20KM 11 寸大轮毂，带手刹， 带脚踏板，可掀扶手， 防 后翻 语音提示，四轮减震， 速度 5 档可调					
89	【老年助行推车】	安享 养老	ZY12020003 1：座面尺寸：48*40CM 2：凳面高度：48CM 3：扶手高度：60CM 4：靠背高度：90CM 5：靠背三档位可调节 6：材质：铁管喷塑，可承重200KG 车身高强度 H 型加固主架，铝合金支撑杆，坐板是 PE 加海绵外面是皮革材质，轮子前后都是轴承 PU 轮， 带刹车，靠背可以前后自由调节，扶手高低可调	浙江 嘉兴	6 天	按实	382.5	

90	【老年电动代步车】	皮皮熊	S3pro6.1 英寸超大屏, 20L 储物大框, 智能语音播报, LED 灯, 遇险点击 SOS 键, 北斗卫星实时定位, 安全守护围栏, 36V12Ah 锂电池, 整车重量 32kg(含电池) 轮胎(充气胎): 前 9 后 10, 电机: 250W 无刷电机, 刹车系统: 双刹车&电子刹	广东深圳	6 天	按实	2592.5	
91	【轮椅座垫】	安享养老	SF17020016 1. 产品尺寸: 63cm×47cm, 50cm×50cm 2. 材质: PCV 3. 使用方式: 手动充气 4. 使用用途: 轮椅 5. 主要功能: 排汗透气 6. 长期久坐不累, 给臀部缓冲的弹力, 避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮	浙江嘉兴	6 天	按实	85	
92	【移位机】	衡水鼎宝医疗器械有限公司	DH077600(14) 1. 整车采用高强度钢管, 整体造型简约、美观大气, 强度高, 稳定性好。表面采用喷涂处理, 具有抗老化/氧化的特质;	河北衡水	6 天	按实	1428	

		2. 大开合座架，减轻护理者工作负担，更方便使用； 3. 座垫：采用高强度 PVC 布车缝成型，质地柔软防水防滑，平整美观； 4. 靠背垫：吹塑塑料靠背，可拆卸； 5. 前轮为万向 3 寸带刹轮，后轮为万向 3 寸带刹轮，适合小范围转向挪移； 6. 液压泵脚控控制升降，节省人力。 7. 尺寸：总长 70CM，总宽 59CM（扶手处），总高 92-108CM（靠背） 座位宽度 46CM，深度 40CM 座位离地面高度 46-62CM（不含座垫） 靠背高度 42CM 前后轮：直径 3 寸万向带刹 包装尺寸 74*60*50CM（待定） 净重 25kg，承重量 100kg					
--	--	--	--	--	--	--	--

93	【防走失胸卡】	安享 养老	ZN03010001XM-SOS-03 1: 尺寸: 106*62*11mm 2: 4G 全网通+双向高清通话 3: 功能: 电量播报/围栏报警/SOS 一键紧急报警/多平台 /多设备管理/支持 180 天历史轨迹回放 4: 产品重量 60G, 内置 1200MA 锂电池, 工作频段 GPRS	浙江 嘉兴	6 天	按实	323	
94	【理疗电烤灯】	安享 养老	3000 Philips CTN 码 PYT32123/93 安全类型 I 类 B 型 产 品尺寸 64*43.2*18.5cm 毛重 6.9kg 立式特定频谱治疗器: 产品系列;3000 系列, 电源: 220V 50Hz, 输入功率 260VA (260W 三档可调功率), 4 档可定时, 数显控 制, 可调节角度, 倾倒断电, 包装尺寸: 64*43.2*18.5cm 毛重: 6.9kg, 定时设置为: 30、60、 90 分钟及长通, 辐射板可调表面温度平均值: P1 为: 260℃、P2 为: 300℃、P3 为: 330℃。误差应不大于 ±10% , 可依次切换档位。	浙江 嘉兴	6 天	按实	323	

95	【多参数监护仪】	德锐康	YD-V900 多功能监护仪 3 彩色 TFT 12.1 寸显示屏 脉率监测、血压监测、呼吸监测、心电监测、体温监测、血氧监测	广东深圳	6 天	按实	2550	
96	【实时心电监护系统】	乐普	PC-80B 蓝牙版 实时心电图波形 30 秒 >10 小时 本机自主分析 免费 AI-ECG 分析 在线医生解读报告 蓝牙 线缆数据传输 配备干电池 重量:106g(不含电池) 电池类型:2 节 AAA 碱性电池 心率测量范围: 30bpm~240bpm 心率测量精度: ±2bpm 或 ±2%两者取大值	北京	6 天	按实	1168.75	

97	【毫米波雷达睡眠检测仪】	安享 养老	ST77941 1、不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 2、支持呼吸异常离床报警 壁挂安装 抗干扰性能强， 3、尺寸：73*42*40.5（mm） 工作电压：USB Type-C 5V 4、工作频率：60G 5、通讯方式：4G 检测范围：≤1.5m 6、检测角度：波束方位宽度 ±60° 7、波束俯仰宽度 ±60° 安装方式：壁挂 8、呼吸心跳 6 秒/次，体动 10 秒/次，活跃状态 6 秒/次，位置 10 秒一次，存在(状态变化上报，有人无人状态变化)，质量报告睡眠结束后 5 分钟上报(20 分钟起)	浙江 嘉兴	6 天	按实	522.75	
----	--------------	----------	--	----------	-----	----	--------	---

98	【血压计】	康维乐	KWL-B04 带语音播报功能 1、机器尺寸：6*2*9cm 2、彩盒尺寸：9.5*15*4.5cm 包装尺寸：16.2*20.3*4.6cm 智能加压、血压监测警示灯、99次双人记忆测量值、袖带佩戴自检	广东 东莞	6天	按实	170	
99	【血氧仪】	施博瑞	SPR9000A 1. 血氧饱和度测量范围：50%~100% 误差【注1】：70%~100%范围±3%；70%以下，无定义。 2. 脉率测量范围：30bpm（次/分钟）~240bpm（次/分钟） 误差：±2bpm 或±2%（取大值） 3. 电池要求 电池：2节AAA电池。 4. 环境要求	广东 深圳	6天	按实	85	

			工作温度 5℃-40℃ 环境湿度：10%-80% 大气压力： 70kPa-106kPa					
100	【血糖仪】	康和	KH-100 1: 1 微升毛细血管全血 2: 7 秒内显示结果免代码 3: 葡萄糖氧化酶法 4: 血球容积范围 5: 记忆储存量 6: 自动退条 7: 查询方便 8: 1 套包括: 1 台仪器+50 张试纸+50 个采血针+收纳盒+采血笔+纽扣电池 	济南	6 天	按实	127.5	
101	【家用制氧机】	安享养老	CR-5CW 高效锂分子筛，确保产氧稳定，出氧纯净 静音无油压缩机，源自德国技术，纯铜电机，铝合金一体成型外缸持续运转，高效出氧	浙江嘉兴	6 天	按实	2550	

			制氧方法: 变压吸附法 运行噪音: <41dB 输入功率: <410VA 产品净重: 19.85kg 氧气浓度: 93%±3% 氧气流量: 0.5~5L/min 电源电压: AC220V 出氧口压力: <60kpa 外形尺寸: 578*422*270mm					
102	【智能药盒】	安享 养老	SF10020008 1. 支持蜂鸣器/语音服药提醒功能。 2. 支持 LED 闪烁服药提醒功能。 3. 支持多账号（父母、儿女等）接收 App 服药推送提醒。 4. 连接状态下，可使用提前服药功能。 5. 可提供 API 接口，对接机构用户，实现数据管理。 6. 可提供 SDK 开发工具，用户可自行开发应用程序，	浙江 嘉兴	6 天	按实	42.5	

			进行设备和管理。						
103	【适老智能按摩椅】	品 善	MRT-68 A1 大屏触控操作 臀部滚轮按摩 小腿热敷 助眠眼罩 足底滚刮痧 背部艾草热敷 头部U型枕气囊夹捏 360 度大腿环绕气囊 HIFI 蓝牙高品质音箱 三段式启背气囊夹捏 深V 大空索重力全躺 全身揉捏舒适按摩 灵动定点机械手按摩 手臂气囊夹捏腿部双重夹捏 20 种自动仿真人按摩		辽宁 大连	6 天	按实	3400	



			高回档环保亲肤皮质 一体免安装 第六代智能按摩机芯 腿足全包裹按摩 腿部自由伸缩调整 产品尺寸:150*97*74cm 重量:净重 55KG/毛重 60KG 额定电压:220V 额定频率:50HZ 额定功率:90W					
优惠率:15%								



备注：1、应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。